

ELECTRODO DE IONES SELECTIVOS (ISE) DE BROMUROS (BR)



Catálogo	Pendiente	Reproducibilidad	Cuerpo	Referencia Interna	Interferencias	Complejación	Rango de Temperatura	Rango de Presión
CONDUC-BRO	55+/-3mV/década	+/-2%	Epoxy	Doble Referencia rellenable	S-2, I-,CN-	Metales pesados	0 a 80°C (si es calibrado a esa temperatura)	0 a 1Kg/cm2 [0 a 14 psi]

ELECTRODO DE IONES SELECTIVOS (ISE) DE BROMUROS (BR)



Tiempo de Respuesta	Almacenamiento	Rango de concentración	Rango de pH	Resistividad	Mantenimiento	Punto isopotencial	Aplicaciones	Tipo de conexión
95 % de respuesta en 30 segundos	Por largo tiempo, almacenar en seco. Por corto tiempo, almacenar en estándar de plata o sulfuro diluido.	5×10^{-6} a 1 M 0.4 a 79,900 ppm	2 a 14 pH	$< 1 \text{ M}\Omega$	Pulir con cintas pulidoras. Limpiar con solución ISA diluida	50,000 ppm bromuro	Agua, vino, tejido vegetal, electrolitos de sangre, análisis clínico, etc.	BNC ó STD