

ELECTRODO DE IONES SELECTIVOS (ISE) DE NITRATO (NO₃)



Aguas superficiales, agua potable, extractos de suelo, fertilizantes, suelos, fibras vegetales, carne, papas, espinacas, remolachas, comida para bebe, etc.

Catálogo	Pendiente	Reproducibilidad	Cuerpo	Referencia Interna	Interferencias	Dimensiones	Rango de Temperatura	Rango de Presión
CONDUC-NO3	55+/- 3 mV/ década	+/-2%	Epoxy	Doble referencia Rellenable	ClO ₄ ⁻ , I ⁻ , CN ⁻ , BF ₄ ⁻ , Cl ⁻ , NO ₂ ⁻ , ácidos orgánicos	12mm diámetro x 110mm largo. 1m cable	0 a 40°C (si es calibrado a esa temperatura)	0 a 1 Kg/cm ² [0 a 10psi]

ELECTRODO DE IONES SELECTIVOS (ISE) DE NITRATO (NO₃)



Tiempo de Respuesta	Almacenamiento	Rango de concentración	Rango de pH	Resistividad	Mantenimiento	Punto isopotencial	Medición en línea	Tipo de conexión
95 % de respuesta en 30 segundos	Por largo tiempo, almacenar en seco. Por corto tiempo, almacenar en estándar de nitrato diluidoA	7 x 10 ⁻⁶ a 1 M 0.5 a 62,000 ppm	2.5 a 11 pH	100 MΩ	Lavar con agua destilada seguida de estándar de nitrato.	10ppm nitrato	Sí	BNC ó STD