

MANTILLA DE CALENTAMIENTO



La mantilla de calentamiento eléctrico es usada para el calentamiento de líquidos de laboratorio en colegios, universidades, industrias, Industria petroquímica, medicina, Hospitales, Centros de Investigación, y otras industrias.

Catálogo	Capacidad	Watts	Voltaje	Temp. Máx.	Rango de temperatura
CAROL-500	500ml	250w	116v/60Hz	380°C	350°C
CAROL-5000	5Lt	800w	116v/60Hz	380°C	350°C