

ELECTRODO DE IONES SELECTIVOS (ISE) DE FLUORUROS (F)



Agua potable, agua de desagüe y natural, gases en aire ó tanque, ácidos, agua de mar, minerales, suelos, comida, líquidos biológicos, pasta de dientes, etc

Catálogo	Pendiente	Reproducibilidad	Cuerpo	Referencia Interna	Interferencias	Dimensiones	Rango de Temperatura	Rango de Presión
CONDUC-F00	57 +/- 2 mV/ década	+/-2%	Epoxy	Doble referencia, rellenable	OH	12mm diámetro x 110mm largo. 1m cable	0 a 80°C (si es calibrado a esa temperatura)	0 a 1Kg/cm2 [0 a 14psi]

ELECTRODO DE IONES SELECTIVOS (ISE) DE FLUORUROS (F)



Tiempo de Respuesta	Almacenamiento	Rango de concentración	Rango de pH	Resistividad	Mantenimiento	Punto isopotencial	Medición en línea	Tipo de conexión
95 % de respuesta en 30 segundos	Por largo tiempo, almacenar en seco. Por corto tiempo, almacenar en estándar de fluoruro diluido con TISAB agregado	1 x 10 ⁻⁶ M a saturado 0.02 ppm a saturado	5 a 8 pH	100 a 200MΩ	Pulir con cintas pulidoras. Limpiar con solución ISA diluida	20ppm fluoruro	Sí (requiere control de pH)	BNC ó STD